

Wb, Elisa용 Anti-Meaf6 다클론 항체 - Q9Haf1

품목 번호: CM0013106

소개

Western blot 및 ELISA 응용에 적합한 MEAF6(CENP-28, EAF6)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 샘플과 반응합니다. 표적 단백질의 분자량은 22 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MEAF6 토끼 pAb
비고/별칭	EAF6; CENP-28; Clorf149; NY-SAR-91; MEAF6
종	인간
GeneID(인간)	64769
GeneID	64769
면역원	인간 MEAF6의 아미노산 1-191에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001257804.1)
출처	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9HAF1
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩