

## Anti-Mef2C Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If, Ihc, Elisa - Q06413

품목 번호: CM0016085

### 소개

MEF2C Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 근육 발달, 신경생물학, 전사 조절 연구에 이상적입니다. SWISS: Q06413.

### [자세히 알아보기](#)

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| 매개변수           | 값                                                        |
| 제품명            | MEF2C Rabbit pAb                                         |
| 비고/별칭          | NEDHSIL; DEL5q14.3; C5DELq14.3; MEF2C                    |
| 종              | 인간                                                       |
| GeneID (Human) | 4208                                                     |
| GeneID         | 4208                                                     |
| 면역원            | 인간 MEF2C (NP_002388.2)의 아미노산 170-380 서열에 대응하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천             | 토끼                                                       |
| 범주             | 폴리클론 항체                                                  |
| 응용 분야          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                   |
| 교차 반응성         | 인간, 마우스, 래트                                              |
| SWISS          | Q06413                                                   |
| 단백질 분자량        | 51kDa                                                    |
| 배송             | 아이스백                                                     |