

Wb, If/Icc, Elisa용 항Meis1 토끼 다클론 항체 - O00470

품목 번호: CM0020600



소개

웨스턴 블로팅, 면역형광/면역세포화학 및 ELISA에 대해 검증된 항MEIS1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 MEIS1과 반응합니다. 조혈, 전사 조절 및 백혈병 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	MEIS1 토끼 pAb
비고/별칭	MEIS1
종	인간
유전자 ID	4211
면역원	인간 MEIS1 (NP_002389.1)의 아미노산 300-390 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00470
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스 팩