

Anti-Mek6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P52564

품목 번호: CM0030981



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 사람, 마우스, 쥐에서
검증된 MEK6 Rabbit Polyclonal Antibody. 스트레스
활성화 MAPKK6를 표적으로 하는 재조합 면역원;
사이토카인 및 스트레스 신호 전달 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MEK6 Rabbit pAb
비고/별칭	MEK6; MKK6; MAPKK6; PRKMK6; SAPKK3; SAPKK-3
종	사람(Human)
GeneID (사람)	5608
GeneID	5608
면역원	재조합 단백질 사람 MEK6 (NP_002749.2)의 아미노산 1-334에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P52564
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백