


## Wb 및 Elisa용 Anti-Mep1A 폴리클로날 항체 - Q16819

품목 번호: CM0030326



### 소개

MEP1A Rabbit pAb는 인간 meprin A 서브유닛 알파에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 MEP1A를 검출합니다. 금속단백질분해효소 연구 및 IVD 개발에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | MEP1A Rabbit pAb                                                |
| 비고/별칭       | PPHA; MEP1A                                                     |
| 종           | 인간                                                              |
| 유전자 ID (인간) | 4224                                                            |
| 유전자 ID      | 4224                                                            |
| 면역원         | 인간 MEP1A (NP_005579.2)의 아미노산 440-700에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 원천          | 토끼                                                              |
| 범주          | 폴리클로날 항체                                                        |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                       |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                     |
| SWISS       | Q16819                                                          |
| 단백질 무게      | 84kDa                                                           |
| 배송          | 아이스백                                                            |