


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Mesothelin Rabbit Monoclonal Antibody - Q13421

품목 번호: CM0007824



소개

WB, IF-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 Anti-Mesothelin Rabbit Monoclonal Antibody입니다. 인간 및 쥐와 반응합니다. Mesothelin/암 연구에 이상적입니다. 이 항체는 세포 접착 단백질인 mesothelin을 검출하며, 진단 분석법 개발에 적합합니다. SWISS: Q13421.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Mesothelin Rabbit mAb
비고/별칭	MPF; SMRP; Mesothelin
종	인간
유전자 ID	10232
면역원	인간 Mesothelin (Q13421)의 아미노산 500-600에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q13421
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백