


Anti-Mettl13 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - Q8N6R0

품목 번호: CM0030870



소개

인간 METTL13에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 METTL13을 검출합니다. eEF1A 메틸화 및 번역 조절 연구에 적합합니다. 단백질 분자량 약 79kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	METTL13 Rabbit pAb
비고/별칭	feat; DFNM1; CGI-01; DFNB26; DFNB26M; KIAA0859; EEF1AKNMT; 5630401D24Rik; METTL13
종	인간
GeneID (Human)	51603
GeneID	51603
면역원	인간 METTL13 (NP_057019.3)의 아미노산 540-699에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N6R0
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스백