

Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa용 [Kd 검증] Anti-Mettl3 Rabbit Monoclonal Antibody - Q86U44

품목 번호: CM0009223



소개

METTL3(N6-아데노신-메틸전이효소 촉매 소단위체)를 표적으로 하는 고성능 재조합 토끼 단일클론 항체. WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스 및 랫트 METTL3에 반응함. 에피트랜스크립토믹 및 암 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] METTL3 Rabbit mAb
비고/별칭	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3
종	인간
GeneID (인간)	56339
GeneID	56339
면역원	인간 METTL3 (NP_062826.2)의 아미노산 1-156에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q86U44
단백질 분자량	64 kDa
배송	아이스백