

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mettl7A 폴리클로날 항체 - Q9H8H3

품목 번호: CM0030669

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 어플리케이션에 대해 검증된 METTL7A 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐에 반응합니다. lncRNA 변형 및 지질 방울 생물학에 관여하는 티올 메틸전이효소를 타겟으로 합니다. IVD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	METTL7A Rabbit pAb
비고/별칭	AAMB; AAM-B; METTL7A
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	25840
면역원	인간 METTL7A (NP_054752.3)의 아미노산 30-244에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
어플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9H8H3
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스 팩