

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mfge8 토끼 다클론 항체 - Q08431

품목 번호: CM0017758

소개

WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 MFGE8 토끼 다클론 항체이며, 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포사멸, 혈관신생, 점막 치유 및 배우자 상호작용 연구에 적합합니다. 면역원: aa 1-200; 약 43 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MFGE8 토끼 pAb
비고/별칭	BA46; HMFG; MFGM; SED1; hP47; EDIL1; MFG-E8; SPAG10; OAcGD3S; HsT19888; MFGE8
종	인간
유전자 ID (인간)	4240
유전자 ID	4240
면역원	인간 MFGE8(NP_005919.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q08431
단백질 분자량	43 kDa
배송	아이스팩