


항-Mfsd2A 토끼 다클론 항체, Wb, Elisa용 - Q9Da75

품목 번호: CM0019484



소개

혈뇌장벽 기능과 DHA 수송에 중요한 나트륨 의존성 리소포스파티딜콜린 공동수송체인 Mfsd2a(NLS1)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐에서 WB와 ELISA로 검증되었습니다.

자세히 알아보기

파라미터	사양
제품명	Mfsd2a 토끼 다클론 항체
비고/별칭	NLS1; Mfsd2; 1700018018Rik; Mfsd2a
종	생쥐
유전자 ID (사람)	84879
유전자 ID	76574
면역원	생쥐 Mfsd2a(NP_083938.2)의 아미노산 170-245번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q9DA75
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스 팩