


웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Mgam 폴리클로날 항체 - O43451

품목 번호: CM0021730



소개

인간 말테이스-글루코아밀레이스(MGAM)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증됨. 표적은 전분 소화에 관여하는 312 kDa의 브러시 보더 효소입니다. 장 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MGAM Rabbit pAb
비고/별칭	MG; MGA; MGAM
종	인간
유전자 ID	8972
면역원	인간 MGAM (NP_004659.2)의 아미노산 860-1090 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O43451
단백질 분자량	312kDa
배송	아이스백