

Anti-Mib1/Dip1 토끼 다클론 항체, Wb, Elisa 적용 - Q86Yt6

품목 번호: CM0025234



소개

WB, ELISA에서 검증된 토끼 항-MIB1/DIP1 다클론 항체로, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. Notch 경로, 세포자멸사, 섬모형성에 관여하는 E3 유비퀴틴 리게이즈를 표적으로 하며, 분자량은 110 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MIB1/DIP1 토끼 pAb
비고/별칭	MIB; DIP1; ZZZ6; DIP-1; LVNC7; ZZANK2; MIB1/DIP1
종	인간
유전자 ID (인간)	57534
유전자 ID	57534
면역원	인간 MIB1/DIP1 (NP_065825.1)의 아미노산 560-860에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q86YT6
단백질 분자량	110kDa
배송 방식	아이스팩