

Anti-Mief1 Rabbit Polyclonal Antibody (Mid51) For Wb And Elisa - Q9Nqg6

품목 번호: CM0015003



소개

MIEF1 Rabbit pAb는 인간 MIEF1 (MID51)에 대해 토끼에서 생산된 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 및 쥐 종과 반응합니다. MIEF1은 분열/융합을 조절하는 미토콘드리아 외막 단백질이므로, 이 항체는 미토콘드리아 역학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MIEF1 Rabbit pAb
비고/별칭	MID51, LOR8F8, SMCR7L, AltMIEF1, HSU79252, MIEF1-MP, dJ1104E15.3, MIEF1
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	54471
면역원	인간 MIEF1 (NP_061881.2)의 아미노산 40-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Rat
SWISS	Q9NQG6
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스 팩