


Anti-Mien1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Br3

품목 번호: CM0023206



소개

인간 MIEN1을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 검증 완료. MIEN1은 세포 이동과 세포자멸사에 역할을 하며, 유방암과 전립선암에서 과발현됩니다. 암 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	MIEN1 Rabbit pAb
비고/별칭	C35, ORB3, XTP4, RDX12, C17orf37, MIEN1
종	인간
GeneID (인간)	84299
GeneID	84299
면역원	인간 MIEN1 (NP_115715.3)의 아미노산 1-115에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9BRT3
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백