


Wb 및 Elisa용 Anti-Mllt3/Af9 토끼 다클로날 항체 - P42568

품목 번호: CM0025649



소개

MLLT3/AF9 토끼 다클로날 항체는 슈퍼 신장 복합체(super elongation complex)의 크로마틴 리더인 단백질 AF-9을 검출합니다. 인간 샘플에 대한 WB 및 ELISA에 적합하며, 후성유전학 및 백혈병 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MLLT3/AF9 Rabbit pAb
비고/별칭	AF9; YEATS3; MLLT3/AF9
종(Species)	Human
GeneID (Human)	4300
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 MLLT3/AF9 (NP_004520.2)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	P42568
단백질 분자량	63kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)