


Wb, Elisa용 Anti-Mmp1 토끼 단일클론 항체 - P03956

품목 번호: CM0006753



소개

인간 MMP1(콜라게나제)을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 세포외기질 분해 연구 및 IVD 분석법 개발에 핵심적인 시약입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MMP1 토끼 mAb
비고/별칭	CLG; CLGN; MMP1
종	인간
GeneID (인간)	4312
GeneID	4312
면역원	인간 MMP1(NP_002412.1)의 아미노산 93-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P03956
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스팩