

Anti-Mmp11 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P24347

품목 번호: CM0028467

소개

웨스턴 블랏 및 ELISA용 인간 MMP11 (stromelysin-3, matrix metalloproteinase-11)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 아미노산 239-488을 타겟으로 합니다. 상피성 악성 종양의 진행과 관련이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MMP11 Rabbit pAb
비고/별칭	ST3; SL-3; STMY3; MMP11
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4320
GeneID	4320
면역원(Immunogen)	인간 MMP11 (NP_005931.2)의 아미노산 239-488에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P24347
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백(Ice bag)