

Anti-Mnat1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - P51948

품목 번호: CM0019080



소개

인간 MNAT1 (MAT1/CDK7 조립 인자)에 대한 토끼 다클로널 항체로, WB, IP, ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 세포 주기 및 전사 조절 연구용입니다. 단백질 분자량 36 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MNAT1 Rabbit pAb
비고/별칭	MAT1; TFB3; CAP35; RNF66; MNAT1
종(Species)	Human
Gene ID	4331
면역원(Immunogen)	인간 MNAT1 (NP_002422.1)의 아미노산 1-309에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P51948
단백질 분자량(Protein Weight)	36kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)