

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Mob1A/Mob1B 토끼 다클론 항체 - Q9H8S9 / Q7L9L4

품목 번호: CM0021390



소개

사람, 마우스, 쥐에서 반응성이 확인된 MOB1A/MOB1B를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 검증되었습니다. MOB1 단백질은 기관 크기 조절과 종양 억제를 조절하는 Hippo 신호경로의 활성인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MOB1A/MOB1B 토끼 pAb
비고/별칭	MOB1A/MOB1B
종	사람
유전자 ID (사람)	55233/92597
유전자 ID	55233/92597
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q9H8S9/Q7L9L4
배송 방법	아이스 팩