


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mob4 토끼 다클로날 항체 - Q9Y3A3

품목 번호: CM0024968



소개

인간 MOB4를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-파라핀, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포 신호 전달 및 세포자멸사(apoptosis)에서 STRIPAK 복합체 기능을 조사하는 데 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MOB4 Rabbit pAb
비고/별칭	2C4D; MOB1; MOB3; PHOCN; PREI3; CGI-95; MOBKL3; MOB4
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	25843
유전자 ID	25843
면역원(Immunogen)	인간 MOB4 (NP_056202.2)의 아미노산 1-225에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9Y3A3
단백질 분자량	26kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)