

Wb, Elisa용 안티-모에신 다클로날 항체 - P26038

품목 번호: CM0024417



소개

사람 모에신(MSN)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람 및 마우스와 교차 반응합니다. ERM 패밀리 단백질 및 액틴 골격 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Moesin Rabbit pAb
비고/별칭	HEL70; IMD50; Moesin
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	4478
GeneID	4478
면역원	사람 모에신(NP_002435.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P26038
단백질 분자량	68 kDa
배송	아이스백