


Wb, Elisa용 항-Mpg 토끼 다클론 항체 (Ko 검증 완료) - P29372

품목 번호: CM0024197



소개

염기 절제 회복에 관여하는 DNA-3-메틸아데닌 글리코실레이즈인 MPG(AAG)에 대한 검증된 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있으며 WB, ELISA에 적합합니다 - P29372.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] MPG 토끼 pAb
비고/별칭	AAG; MDG; ADPG; APNG; Mid1; anpg; PIG11; PIG16; CRA36.1; PG
종	인간
유전자 ID	4350
면역원	인간 MPG(NP_001015052.1)의 아미노산 1-293에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P29372
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 팩