


Anti-Mpp1 폴리클론항체, Wb, Elisa용 - Q00013

품목 번호: CM0028371



소개

MPP1(55 kDa 적혈구 막 단백질)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 인간 및 마우스와 교차 반응성을 보입니다. 호중구 극성 및 막 단백질 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MPP1 Rabbit pAb
비고/별칭	MRG1, PEMP, AAG12, EMP55, DXS552E, MPP1
종	인간
유전자 ID (인간)	4354
유전자 ID	4354
면역원	인간 MPP1 (NP_002427.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q00013
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백