

Wb 및 Elisa용 Anti-Mpp6 토끼 다클로날 항체 - Q9Nzw5

품목 번호: CM0014335

소개

WB 및 ELISA 애플리케이션용 MPP6 (PALS2, VAM1)를 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 세포 접합부의 스캐폴딩에 관여하는 61kDa 막 단백질입니다. 신경과학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MPP6 Rabbit pAb
비고/별칭	MPP6; VAM1; p55T; VAM-1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	51678
GeneID	51678
면역원	재조합 단백질 인간 MPP6 (NP_057531.2)의 아미노산 220-420에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NZW5
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백