

Wb 및 Elisa용 Anti-Mri1 다클론 항체 - Q9Bv20

품목 번호: CM0014314



소개

Western blotting 및 ELISA용 인간 MRI1(M1Pi/MTNA/MRDI) 토끼 다클론 항체. 약 39 kDa 밴드를 검출하며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 메티오닌 대사 및 세포 침윤 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRI1 토끼 pAb
비고/별칭	M1Pi; MRDI; MTNA; Ypr118w; MRI1
종	인간
GeneID(인간)	84245
면역원	재조합 단백질 인간 MRI1의 아미노산 1-369에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001026897.1)
항체 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9BV20
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스팩