


Anti-Mrp1/Abcc1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P33527

품목 번호: CM0031092



소개

인간 MRP1/ABCC1 (172 kDa, P33527)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫 MRP1과 교차 반응합니다. 다제내성 및 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRP1/ABCC1 Rabbit pAb
비고/별칭	MRP; ABCC; GS-X; MRP1; ABC29; DFNA77; MRP1/ABCC1
종	인간
유전자 ID (인간)	4363
유전자 ID	4363
면역원	인간 MRP1/ABCC1 (NP_004987.2)의 아미노산 850-960에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫
SWISS	P33527
단백질 분자량	172kDa
배송	아이스백