


Anti-Mrpl11 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y3B7

품목 번호: CM0027484



소개

미토콘드리아 리보솜 단백질 MRPL11 (L11mt)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 랫트 샘플과 반응합니다. 미토콘드리아 리보솜 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRPL11 Rabbit pAb
비고/별칭	L11MT; CGI-113; MRP-L11; MRPL11
종(Species)	사람(Human)
GeneID	65003
면역원(Immunogen)	사람 MRPL11 (NP_057134.1)의 아미노산 1-192에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y3B7
단백질 분자량	21kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)