


웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Mrpl40 폴리클로날 항체 - Q9Nq50

품목 번호: CM0021409



소개

인간 MRPL40(mL40, 미토콘드리아 리보솜 단백질 L40)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, ELISA에 적합합니다. 내인성 MRPL40을 약 24 kDa에서 검출합니다. 미토콘드리아 연구를 위한 인간 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRPL40 토끼 pAb
비고/별칭	URIM; L40mt; NLVCF; MRPL22; MRP-L22; MRP-L40; MRPL40
종	인간
GeneID (Human)	64976
GeneID	64976
면역원	인간 MRPL40 (NP_003767.2)의 아미노산 45-206에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
분류	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NQ50
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백