


Ihc, Elisa용 Anti-Mrps21 토끼 다클로날 항체 - P82921

품목 번호: CM0019196



소개

미토콘드리아 리보솜 단백질 MRPS21(bs21m)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 샘플에 대한 반응성이 입증되었으며 IHC-P 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 미토콘드리아 생물학 및 단백질 합성 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRPS21 Rabbit pAb
비고/별칭	bs21m; MDS016; RPMS21; MRP-S21
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	54460
유전자 ID	54460
항원(Immunogen)	재조합 단백질 사람 MRPS21(NP_114107.2)의 아미노산 1-87에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P82921
단백질 분자량	10kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)