

Anti-Mrps23 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3D9

품목 번호: CM0023807

소개

인간 MRPS23에 대한 고품질 토끼 폴리클론 항체로, 일차성 미토콘드리아 질환 및 COXPD46과 관련된 미토콘드리아 리보솜 단백질입니다. 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA 적용에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MRPS23 Rabbit pAb
비고/별칭	CGI-138; COXPD46; HSPC329; MRP-S23; MRPS23
종	인간
GeneID (Human)	51649
GeneID	51649
면역원	인간 MRPS23의 아미노산 1-190에 해당하는 서열에 대응하는 재조합 단백질 (NP_057154.2)
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y3D9
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백