


Anti-Mrps31 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q92665

품목 번호: CM0016539



소개

미토콘드리아 리보솜 단백질 MRPS31(S31mt, MRP-S31)을 표적하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 쥐 샘플에서 웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA에 대해 검증되었습니다. 약 45 kDa에서 밴드를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRPS31 Rabbit pAb
비고/별칭	S31mt; IMOGN38; MRP-S31; MRPS31
종	인간
유전자 ID (인간)	10240
면역원	인간 MRPS31 (NP_005821.2)의 아미노산 66-395에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q92665
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백