

Wb, Elisa용 Anti-Msh2 단일클론 항체 - P43246

품목 번호: CM0008440



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 적용을 위한 인간 MSH2(DNA 불일치 수복 단백질 Msh2)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 105 kDa에서 인간, 마우스 및 래트 MSH2 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MSH2 Rabbit mAb
비고/별칭	FCF1; COCA1; HNPCC; LCF52; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMRCS2; MSH2
종	인간
GeneID (인간)	4436
GeneID	4436
면역원	인간 MSH2 (P43246)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P43246
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스백