


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Msp/Mst1 폴리클로날 항체 - P26927

품목 번호: CM0016863



소개

인간 MSP/MST1 (간세포 성장 인자 유사 단백질)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 대식세포 자극 및 간 재생 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MSP/MST1 Rabbit pAb
비고/별칭	MSP; HGFL; NF15S2; D3F15S2; DNF15S2; MSP/MST1
종	인간
GeneID (인간)	4485
GeneID	4485
면역원	인간 MSP/MST1 (NP_066278.3)의 아미노산 200-500을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P26927
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스백