

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Msra 토끼 다클론 항체 - Q9Uj68

품목 번호: CM0025386

소개

인간 MSRA(PMSR)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응하며 산화 스트레스 및 단백질 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MSRA 토끼 pAb
비고/별칭	PMSR; MSRA
종	인간
유전자 ID (인간)	4482
면역원	인간 MSRA(NP_036463.1)의 아미노산 24-235에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UJ68
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백