

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Msrb2 토끼 다클로날 항체 - Q9Y3D2

품목 번호: CM0026426

소개

인간 MSRB2에 대한 토끼 다클로날 항체로, 산화적 스트레스 보호에 관여하는 미토콘드리아 메티오닌-R-설폭사이드 환원효소입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MSRB2 Rabbit pAb
비고/별칭	CBS1; MSRB; PILB; CBS-1; CGI-131; MSRB2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	22921
유전자 ID	22921
면역원	인간 MSRB2 (NP_036360.3)의 아미노산 10-182에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y3D2
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)