

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Mtch1 다클론 항체 - Q9Nzj7

품목 번호: CM0028515

소개

인간 MTCH1(미토콘드리아 캐리어 상동체 1)에 대한
고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P,
ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차
반응성이 있습니다. 아포토시스 및 미토콘드리아 단백질
삽입 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTCH1 토끼 pAb
비고/별칭	PSAP; PIG60; CGI-64; SLC25A49; MTCH1
종	인간
유전자ID (인간)	23787
유전자ID	23787
면역원	인간 MTCH1 (NP_001258570.1)의 아미노산 100-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NZJ7
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스 팩