


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Mtdh 토끼 다클론 항체 - Q86Ue4

품목 번호: CM0028884



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고친화성 항-MTDH (AEG-1/LYRIC) 토끼 다클론 항체로, 인간, 생쥐, 래트와 반응합니다. 암 전이, 화학요법 내성 및 NF-kB 신호 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTDH 토끼 pAb
비고/별칭	3D3; AEG1; AEG-1; LYRIC; LYRIC/3D3; MTDH
종	인간
유전자 ID (인간)	92140
유전자 ID	92140
면역원	인간 MTDH (NP_848927.2)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q86UE4
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백