

Anti-Mtfp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Udx5

품목 번호: CM0031084

소개

Human MTFP1 (MTP18)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 분열에 관여하는 미토콘드리아 내막 단백질입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며; 사람, 쥐, 및 랫트와 교차 반응합니다. 18kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTFP1 Rabbit pAb
비고/별칭	MTP18; HSPC242; MTFP1
종(Species)	Human
GeneID (사람)	51537
GeneID	51537
면역원(Immunogen)	사람 MTFP1 (NP_057582.2)의 아미노산 1-166에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9UDX5
단백질 분자량	18kDa
배송(Shipping)	Ice bag