


Anti-Mth1 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - P36639

품목 번호: CM0030692



소개

인간 MTH1 (NUDT1)에 대한 토끼 폴리클론항체로 WB 및 ELISA에서 검증됨. DNA 손상 복구, 산화 스트레스, 뉴클레오타이드 풀 정확 경로 연구에 적합. SWISS: P36639.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MTH1 Rabbit pAb
비고/별칭	MTH1
종	인간
GeneID (Human)	4521
GeneID	4521
면역원	인간 MTH1 (NP_945192.1)의 아미노산 1-179에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P36639
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백