

Anti-Mthfd1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P11586

품목 번호: CM0027049



소개

MTHFD1 토끼 폴리클론 항체는 웨스턴 블롯(WB), 면역형광/면역세포화학(IF/ICC), ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 세포질 C-1-테트라하이드로폴레이트 합성효소를 표적으로 하며, 이는 일탄소 대사 및 뉴클레오티드 생합성에서 삼기능 효소입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	MTHFD1 Rabbit pAb
비고/별칭	CIMAH; MTHFC; MTHFD; MTHFD1
종	인간
GeneID (Human)	4522
GeneID	4522
면역원	인간 MTHFD1 (NP_005947.3)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11586
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스팩