


Wb 및 Elisa용 항-Mtnr1A 토끼 다클론 항체 - P48039

품목 번호: CM0027676



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증된 MTNR1A 토끼 다클론 항체(P48039)입니다. 사람 및 쥐 멜라토닌 수용체 1A 타입과 반응합니다. 일주기 리듬, 수면 및 멜라토닌 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MTNR1A 토끼 pAb
비고/별칭	MTI; MEL-1A-R
종	사람
유전자ID (사람)	4543
유전자ID	4543
면역원	사람 MTNR1A (NP_005949.1)의 아미노산 261-350 영역 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐
SWISS	P48039
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백