

Wb, Elisa용 Anti-Mttp 다클론 항체 - P55157

품목 번호: CM0017676



소개

인간, 마우스, 랫드에서 WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-MTTP 다클론 항체(pAb)입니다. 지단백질 조립에 중요한 마이크로솜 중성지방 전달 단백질 대단위체를 표적으로 합니다. 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTTP 토끼 pAb
비고/별칭	ABL; MTP; MTTP
종	인간
유전자 ID	4547
면역원	인간 MTTP(NP_000244.2)의 아미노산 19-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P55157
단백질 분자량	99kDa
배송	아이스백