

## Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mutyh 폴리클로날 항체 - Q9Uif7

품목 번호: CM0023266



### 소개

인간 DNA 복구 효소인 MUTYH (MYH)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 랫트와 교차 반응합니다. 산화적 손상 및 암 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수            | 값                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명             | MUTYH Rabbit pAb                                                |
| 비고/별칭           | MYH; MUTYH                                                      |
| 종               | Human (인간)                                                      |
| Gene ID (Human) | 4595                                                            |
| Gene ID         | 4595                                                            |
| 면역원             | 인간 MUTYH (NP_001041636.1)의 아미노산 1-265에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원             | Rabbit (토끼)                                                     |
| 카테고리            | Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)                                |
| 애플리케이션          | IHC-P, IF/ICC, ELISA                                            |
| 교차 반응성          | Human, Rat (인간, 랫트)                                             |
| SWISS           | Q9UIF7                                                          |
| 단백질 분자량         | 60kDa                                                           |
| 배송              | 아이스백                                                            |