

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Myl12B 단클론 항체 - O14950

품목 번호: CM0009058

소개

MYL12B(MLC-2A, MRLC2)에 대한 재조합 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 세포골격 및 세포 운동성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYL12B 토끼 mAb
비고/별칭	MLC-B; MRLC2; MYL12B
종	사람
유전자ID (사람)	103910
유전자ID	103910
면역원	합성 펩타이드 사람 MYL12B(O14950)의 아미노산 73-172번 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	O14950
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스팩