

## Wb, Elisa용 항-Mzf1 다클론 항체 - P28698

품목 번호: CM0017496



### 소개

WB 및 ELISA용 MZF1 토끼 다클론 항체, 인간, 마우스, 래트에서 검증됨. 조혈 분화에 관여하는 골수성 징크 핑거 1 전사 인자를 표적으로 하는 재조합 단백질 면역원.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | MZF1 토끼 pAb                                                            |
| 비고/별칭       | MZF-1; MZF1B; ZFP98; ZNF42; ZSCAN6; MZF1                               |
| 종           | 인간                                                                     |
| 유전자 ID (인간) | 7593                                                                   |
| 면역원         | 재조합 단백질: 인간 MZF1(NP_003413.2)의 아미노산 100-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 생산원         | 토끼                                                                     |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                                 |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                              |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                            |
| SWISS       | P28698                                                                 |
| 단백질 분자량     | 82kDa                                                                  |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                                                  |