


N4Bp1 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - O75113

품목 번호: CM0026329



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고품질 N4BP1(NEDD4 결합 단백질 1) 표적 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 생쥐 N4BP1을 인식하며 선천성 면역 및 바이러스 제한 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	N4BP1 토끼 pAb
비고/별칭	N4BP1
종	생쥐
유전자 ID (인간)	9683
유전자 ID	80750
면역원	재조합 단백질; 생쥐 N4BP1(NP_085040.2)의 아미노산 190-590에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	O75113
단백질 분자량	100kDa
배송 방법	아이스팩 포장