


Wb, Elisa용 항-Nab1 다클론 항체 - Q13506

품목 번호: CM0019102



소개

인간 NAB1(NGFI-A 결합 단백질 1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다.

EGR1과 EGR2의 전사 억제인인 내인성 NAB1을 검출합니다. 마우스와 교차 반응성이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NAB1 토끼 pAb
비고/별칭	NAB1
종	인간
유전자ID (인간)	4664
유전자ID	4664
면역원	인간 NAB1(NP_005957.2)의 아미노산 189-317에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13506
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스 팩