

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Nadph 산화효소 4(Nox4) 토끼 단클론 항체 - Q9Nph5

품목 번호: CM0006553

소개

WB, IF/ICC, ELISA용 인간 NADPH 산화효소 4(NOX4)에 대한 재조합 토끼 단클론 항체. 인간 샘플에서 검증되었습니다. 산화 스트레스, 산화환원 신호전달 및 신장 연구를 위한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NADPH 산화효소 4(NOX4) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	KOX; KOX-1; RENOX; NADPH 산화효소 4(NOX4)
종	인간
GeneID(인간)	50507
GeneID	50507
면역원	인간 NADPH 산화효소 4(NOX4)의 재조합 단백질
항체 출처	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NPH5
단백질 분자량	67 kDa
배송	아이스팩