

Wb, Elisa용 Anti-Nags 토끼 다클론 항체 - Q8N159

품목 번호: CM0014392



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 NAGS 토끼 다클론 항체입니다. 미토콘드리아 요소 회로 효소인 인간, 마우스 및 랫드 N-아세틸글루타메이트 합성효소를 인식합니다. 대사 장애 연구에 이상적입니다. - Q8N159

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NAGS 토끼 pAb
비고/별칭	AGAS; ARGAs; NAGS
종	인간
GeneID (인간)	162417
GeneID	162417
면역원	인간 NAGS(NP_694551.1)의 아미노산 295-534에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8N159
단백질 중량	58kDa
배송	아이스백